

# Esperienza n. 9 Uso dell'oscilloscopio per misure di ampiezza e frequenza di una tensione alternata e misura dello sfasamento tra tensioni. Circuito RLC serie

Strumentazione: oscilloscopio, generatore di forme d'onda (utilizzato con onde sinusoidali), 2 sonde, basetta, componenti R,L,C

Circuito da realizzare:


- $L = 2 \text{ H } (\pm 10\%)$  con resistenza in continua di  $R_L = 170 \Omega (\pm 10\%)$
- $C = 1.5 \text{ nF } (\pm 10\%)$
- $R = 2.2 \text{ k}\Omega / 100 \text{ k}\Omega$
- Tensione di alimentazione picco-picco  $\varepsilon = 2 \text{ V } (R_{\text{int}} = 600 \Omega)$

Valore della pulsazione per cui si attende che il circuito sia in condizioni di risonanza:  $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 18257.4 \text{ rad/s}$  corrispondente a  $\nu = \omega_0/(2\pi) = 2.9 \text{ kHz}$ .

Intervallo di frequenze in cui realizzare le misure:

~200 Hz – ~100 kHz

campionando ad intervalli più fini la regione della risonanza



# Esperienza n. 9 Uso dell'oscilloscopio per misure di ampiezza e frequenza di una tensione alternata e misura dello sfasamento tra tensioni. Circuito RLC serie

Misure da effettuare con l'oscilloscopio collegando i 2 canali con la ddp ai capi del generatore e quella sulla resistenza R per i 2 valori a disposizione: (in rosso si indicano le grandezze misurate, in verde quelle calcolate)

$V_i$ (V)	f.s. (V)	T (s)	f.s. (s)	$\nu$ (Hz)	$\omega$ (rad/s)	$\omega/\omega_0 \pm$ $\sigma(\omega/\omega_0)$	$V_o$ (V)	f.s. (V)	$A=V_o/V_i$ $\pm$ $\sigma(V/V_o)$	$\Delta T$ (s)	f.s. (s)	$\phi \pm$ $\sigma(\phi)=$ $360^\circ \cdot$ $\Delta T/T$ (deg)

Verificare per ogni misura il valore della tensione di ingresso (che potrebbe variare poiché si utilizza l'uscita da 600  $\Omega$  del generatore di forme d'onda)

# Esperienza n. 9 Uso dell'oscilloscopio per misure di ampiezza e frequenza di una tensione alternata e misura dello sfasamento tra tensioni. Circuito RLC serie


Ancora sulle misure di fase:

Consideriamo un segnale di ingresso sinusoidale e per semplicità prendiamo la fase iniziale  $\phi_0 = 0$ :  $V_i = V_{oi} \cos \omega t$

Il segnale di uscita è sfasato di  $\phi$  rispetto a  $V_i$ :  $V_o = V_{oo} \cos(\omega t + \phi)$  e supponiamo che  $\phi = -90^\circ$ .

$V_o$  è in anticipo o in ritardo rispetto a  $V_i$ ?

Per  $t=0$ :  $V_i = V_{oi}$  (l'ingresso è massimo) mentre  $V_o = V_{oo} \cos(-90^\circ) = 0$  non è massimo ma è minimo. Il massimo del segnale di uscita si ha per  $\omega t = 90^\circ$  ovvero per  $t > 0$  quindi il segnale di uscita è in ritardo (vedere figura)



rispetto a  $V_i$ .

Si misura  $\Delta t = t_{\text{ingresso}} - t_{\text{uscita}} < 0$  in accordo con  $\phi = 360^\circ \Delta t / T < 0 = -90^\circ$

Se  $\phi = 90^\circ \Rightarrow V_o$  è in anticipo rispetto a  $V_i$   
e  $\Delta t = t_{\text{ingresso}} - t_{\text{uscita}} > 0$  in  
accordo con  $\phi = 360^\circ \Delta t / T > 0 = 90^\circ$ .

# Esperienza n. 9 Uso dell'oscilloscopio per misure di ampiezza e frequenza di una tensione alternata e misura dello sfasamento tra tensioni. Circuito RLC serie

## Richiami sul formalismo in alternata:


Le grandezze in regime alternato si rappresentano con numeri complessi.

Per es. una corrente in regime sinusoidale  $i = i_0 \cos(\omega t + \phi)$  si rappresenta come  $\mathbf{I} = \mathbf{I}_0 e^{j\omega t}$  dove  $\mathbf{I}_0 = i_0 e^{j\phi} = i_0(\cos\phi + j \sin\phi) \Rightarrow \mathbf{I} = \mathbf{I}_0 e^{j(\omega t + \phi)}$

Il **modulo** è  $i_0$  è il massimo valore della corrente;

l'argomento  $\phi$  è l'**angolo di fase** che determina il valore di  $i(t)$  per  $t=0$ ;

$\omega$  è la **pulsazione** che è legata alla **frequenza**:  $\omega = 2\pi\nu$  che rappresenta il numero di oscillazioni complete di  $i(t)$  in 1 sec.



La corrente può essere rappresentata come un vettore rotante attorno ad O con velocità angolare  $\omega$  e la legge secondo cui varia la sua proiezione lungo l'asse x in funzione di t rappresenta la grandezza fisica  $i = i_0 \cos(\omega t + \phi)$

# Esperienza n. 9 Uso dell'oscilloscopio per misure di ampiezza e frequenza di una tensione alternata e misura dello sfasamento tra tensioni. Circuito RLC serie

## Comportamento degli element R, L, C in regime sinusoidale

• **Resistenza:**  $V=RI$  la differenza di fase tra corrente e tensione è nulla essendo R un numero reale indipendente dalla frequenza e  $Z_R = R$

• **Condensatore:**

$$• V = q/C = \frac{1}{C} \int i(t) dt = \frac{1}{C} \int I_0 e^{j\omega t} dt = \frac{I_0}{j\omega C} e^{j\omega t} = \frac{I}{j\omega C} = V_0 e^{j\omega t}$$

L'impedenza complessa del condensatore è

$$V/I = V_0/I_0 = Z_C(\omega) = 1/(j\omega C) = \frac{1}{\omega C} e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

La tensione è in ritardo di fase costante di  $90^\circ$  rispetto alla corrente.

Il condensatore presenta reattanza  $\infty$  per corrente continua  $\omega = 0$ .

• **Induttanza:**  $V = L di/dt = L \frac{d}{dt} (I_0 e^{j\omega t}) = jLI_0 \omega e^{j\omega t} = j\omega LI = V_0 e^{j\omega t}$

L'impedenza complessa dell'induttanza è:

$$V/I = Z_L(\omega) = j\omega L = \omega L e^{j\pi/2}$$

La tensione è in anticipo di fase costante di  $90^\circ$  rispetto alla corrente

# Esperienza n. 9 Uso dell'oscilloscopio per misure di ampiezza e frequenza di una tensione alternata e misura dello sfasamento tra tensioni. Circuito RLC serie

## Analisi del circuito RLC serie:

La funzione di trasferimento è un numero complesso:

$$\mathbf{A}(\omega) = \mathbf{V}_o / \mathbf{V}_i = Z_R / (Z_R + Z_L + Z_C) = 1 / [1 + (Z_L + Z_C) / Z_R] = 1 / \{1 + j / R [\omega L - 1 / (\omega C)]\}$$


Il suo modulo è

$$|\mathbf{A}(\omega)| = \sqrt{A^* A} = 1 / \{1 + [\omega L - 1 / (\omega C)]^2 / R^2\}^{1/2}$$

La fase è data da:

$$\tan \phi = - [\omega L - 1 / (\omega C)] / R$$

Per  $\omega L = 1 / \omega C$  ovvero per  $\omega_0 = 1 / \sqrt{LC}$  il circuito è in condizioni di risonanza e si comporta come se fosse puramente resistivo:  $\mathbf{A}(\omega_0) = A_{\max} = 1$  e lo sfasamento tra segnale di ingresso ed uscita è nullo  $\phi = 0$ .



Quindi per riconoscere la frequenza di risonanza (in realtà per gli errori sperimentali si avrà u(n intervallo di frequenze):

- $V_o$  deve essere massimo
- $V_o$  e  $V_i$  devono essere in fase

Prima di cominciare le misure si verifichi che  $V_o$  ha l'andamento atteso (cresce e diminuisce all'aumentare della frequenza)

## Esperienza n. 9 Uso dell'oscilloscopio per misure di ampiezza e frequenza di una tensione alternata e misura dello sfasamento tra tensioni. Circuito RLC serie

La **larghezza della risonanza** è  $\omega_2 - \omega_1$  = differenza delle pulsazioni per cui  $I(\omega_{1,2})/I_{\max} = 1/\sqrt{2}$ . Si vede che  $\omega_2 - \omega_1 = R/L$  e si definisce il **fattore di merito**:  
 $Q = \omega_0/(\omega_2 - \omega_1) = 1/R \cdot \sqrt{L/C} = 1/(\omega_0 RC) = \omega_0 L/R$

Valori elevati di Q restringono la larghezza di banda  $B = (\omega_2 - \omega_1)/(2\pi) \Rightarrow$  aumenta la selettività del circuito rispetto alle frequenze ( $S = 1/B$ ).

Se  $Q > 10 \Rightarrow \omega_2 \sim \omega_1 \sim \omega_0$  e  $Q \sim \omega_0/(\omega_2 - \omega_1)$  e  $B = \omega_0/(2\pi Q) = R/(2\pi L) \Rightarrow$  B è funzione solo di R e L e non di C e variando C si varia solo la frequenza di risonanza ("sintonia") e non la larghezza di banda

Si trova:  $|A(\omega)| = 1/\{1 + Q^2[\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega]^2\}^{1/2}$  e  $\tan \phi = -Q[\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega]$

**Tuttavia R non è l'unica resistenza presente nel circuito!**

L'induttanza presenta una resistenza  $R_L$  in continua ( $\nu=0$ ) che vale  $170\Omega$  per quella utilizzata in laboratorio ma per **effetto pelle** aumenta con  $\sqrt{\nu}$

## Esperienza n. 9 Uso dell'oscilloscopio per misure di ampiezza e frequenza di una tensione alternata e misura dello sfasamento tra tensioni. Circuito RLC serie

**Effetto pelle:** in corrente alternata il modulo del campo magnetico generato dalla stessa corrente rende la **densità di corrente non uniforme nella sezione del conduttore.**

Dato un conduttore cilindrico esso può essere suddiviso in tanti conduttori di **ugual area** coassiali in parallelo tra loro.

Il flusso concatenato col singolo conduttore  $d\Phi$  elementare diminuisce con la distanza dal centro (è massimo nel conduttore centrale e minimo per il conduttore più esterno e poiché  $dL = d\Phi/i$  per ogni conduttore  $\Rightarrow dL$  è minore per i conduttori più esterni e la corrente alternata è maggiore per i conduttori periferici dove la reattanza  $Z_L = j\omega L$  è minore che per i conduttori centrali

**L'effetto pelle** aumenta con la frequenza  $\nu$  perché con essa aumenta il valore della reattanza induttiva rispetto alla resistenza e quindi cresce la disuniformità della corrente. L'effetto diminuisce con la resistività



# Esperienza n. 9 Uso dell'oscilloscopio per misure di ampiezza e frequenza di una tensione alternata e misura dello sfasamento tra tensioni. Circuito RLC serie

Analisi del circuito RLC serie considerando la resistenza totale  $R_T = R + R_L$ :

Si ottiene:

$$\mathbf{A} = 1/\{[R_T/R + j/R[\omega L - 1/(\omega C)]]\}$$


$$\text{E quindi } |\mathbf{A}| = 1/\{[(R_T/R)^2 + [\omega L - 1/(\omega C)]^2/R^2\}^{1/2}$$

$$\text{e } \tan \phi = - [\omega L - 1/(\omega C)]/R_T$$

Inoltre utilizzando il fattore di merito  $Q' = \omega_0 L/R_T = 1/(\omega_0 R_T C)$  :

$$|\mathbf{A}(\omega)| = 1/\{R_T^2/R^2 + Q'^2[\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega]^2\}^{1/2} \text{ e } \tan \phi = - Q'[\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega]$$

Osserviamo che la resistenza di ingresso del generatore ( $600\Omega$ ) non interviene nella espressione della funzione di trasferimento poiché si misura  $V_i$  ai capi del generatore (inclusa  $R_{int}$ )







# Esperienza n. 9 Uso dell'oscilloscopio per misure di ampiezza e frequenza di una tensione alternata e misura dello sfasamento tra tensioni. Circuito RLC serie

Funzioni attese

per  $R = 2.2\text{k}\Omega$  e  $R = 100\text{ k}\Omega$  ma con  $R_T > 7\text{K}\Omega$  si spiega la curva

e misurate

Effetto pelle



# Esperienza n. 9 Uso dell'oscilloscopio per misure di ampiezza e frequenza di una tensione alternata e misura dello sfasamento tra tensioni. Circuito RLC serie

Si può avere una misura di  $L$  e  $R_T$  seguendo 2 metodi:

•  $|A(\omega)| = 1/\{R_T^2/R^2 + Q'^2 R_T^2/R^2 [\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega]^2\}^{1/2}$  e  $\tan \phi = -Q'[\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega]$   
dove  $Q' = \omega_0 L/R_T$

In condizioni di risonanza:  $\omega = \omega_0 = 1/\sqrt{LC} \Rightarrow A = A_{\max}$  e  $\phi = 0$

Misurata la pulsazione in condizioni di risonanza  $(\omega_0)_{\text{mis}}$  si ottiene:

$L = 1/(\omega_0^2_{\text{mis}} C)$  e  $A_{\max} = R/R_T \Rightarrow R_T = R/\max(V_o/V_i)$

• E' possibile ottenere questi valori anziché a partire da un unico valore di frequenza da un intervallo intorno alla regione di risonanza mediante un fit lineare.

Chiamo:  $\omega/\omega_0 = x$  e  $\tan \phi = y \Rightarrow y = m(x-1)$  con  $m = d/dx[Q(1/x-x)]_{x=1} = -Q(1/x^2+1)|_{x=1} = -2Q$

$y = -2Q(x-1) = -(2L/R_T)\omega + 2/R_T\sqrt{L/C} = -A\omega + B$

Si esegua il fit lineare per  $\omega \in [1/5\omega_0, 5\omega_0]$  ottenendo così

$2L/R_T = A$  e  $2/R_T\sqrt{L/C} = B \Rightarrow R_T = 2A/(CB^2)$  e  $L = AR_T/2 = A^2/(CB^2)$

e rispettivi errori

Oltre ai metodi già incontrati di misura di  $R$  e  $C$  abbiamo un metodo di misura di induttanze